



SELÈNIA  
ITALIA  
Sana Bellezza®



*Technologies*  
**SELENIA ITALIA**

**Équipement esthétique professionnel.**  
La gamme d'équipements pour le visage  
et le corps la plus complète et innovante.

## **Recherche et développement**

Chaque jour, nous nous consacrons à l'étude et au développement de nouvelles technologies, en combinaison avec les substances naturelles les plus fonctionnelles.

---

## **Onda Dinamica®**

Nous avons breveté une nouvelle énergie utilisée pour le traitement des imperfections du visage et du corps.

---

## **Équipement Visage Onda Dinamica®**

Onda Dinamica® Total Face  
Liftonic Onda Dinamica®  
Liftonic Plus Onda Dinamica®

---

## **Équipement Corps Onda Dinamica®**

Onda Dinamica® Total Body  
Body Shaper Onda Dinamica®  
Lipotonic Onda Dinamica®  
Cellutonic Onda Dinamica®

---

## **Équipement Visage&Corps Onda Dinamica®**

Face&Body Onda Dinamica®  
Lift & Shape Onda Dinamica®

---

## **Équipements Corps**

X-Press  
X-Tone

---


## **Équipement d'épilation**

Epil + Laser 808/1064  
Sinepil

---

## **Équipements d'analyse**

Skin Tester  
Body Tester



## *Recherche et développement*

De la recherche trentenaire de Selenia Italia sont nés les équipements les plus avancés pour les imperfections du visage et du corps, pour l'épilation et pour l'analyse. Notre équipe de médecins, d'ingénieurs et de techniciens se consacre chaque jour à l'étude et à la réalisation de nouvelles technologies, en combinaison avec les substances naturelles les plus fonctionnelles. Ce processus est mis au point sur le site de Pise où, au sein des laboratoires, toutes les phases de conception, de production et de test des machines sont réalisées.

Les appareils sont conçus avec l'ingéniosité et la créativité qui caractérisent les produits italiens. Le design moderne, pratique, fonctionnel et compact rend les technologies uniques, élégantes et adaptées à tous les types d'instituts de beauté.

Selenia Italia vise l'excellence et, grâce à une production entièrement Made in Italy, se situe au sommet du marché mondial de la beauté et de l'esthétique avancée.


## *Onda Dinamica® notre brevet*

« Le soin de la personne est un phénomène en croissance constante, c'est pourquoi Selenia Italia a breveté « Onda Dinamica® » ; une nouvelle énergie utilisée pour le traitement des imperfections du visage et du corps qui agit sur leurs causes. Unique en son genre, elle est constituée par l'union de 4 types de stimulations différentes, mais délivrées simultanément. Onda Dinamica® a été conçue pour donner de l'énergie et de la vitalité, rééquilibrer les fonctions métaboliques et récupérer la capacité régénératrice des tissus et de la peau.

La peau reprend immédiatement son aspect sain et fonctionnel, les imperfections diminuent sensiblement, les tissus se repulpent et les formes se redessinent de manière visible et permanente.

Onda Dinamica® stimule et revitalise en profondeur la peau, obtenant une réponse biologique extraordinaire qui donne une augmentation immédiate du tonus et de la fermeté, avec des résultats stables dans le temps. De plus, les poignées, ergonomiques et légères, sont conçues pour augmenter le contrôle de la manutention opérationnelle, réduisant la fatigue de l'opérateur.





## Équipement Visage Onda Dinamica®

### SÉLÉNIA ITALIA RÉINVENTE LE TRAITEMENT POUR LE VISAGE

Toute imperfection cutanée est le résultat d'une combinaison de causes biologiques, souvent amplifiées par des facteurs tels que l'accumulation de toxines, une mauvaise microcirculation, la rétention d'eau, le ralentissement du métabolisme et l'épaississement de la peau. Ces éléments compliquent le traitement, rendant inefficaces les solutions traditionnelles pour garantir des résultats durables.

Pour répondre à ces défis, Selenia Italia a développé, grâce à plus de trente ans de recherche, une gamme d'équipements visage de dernière génération. Ces dispositifs sont conçus pour fournir aux opérateurs esthétiques des outils avancés et ciblés, capables de faire face efficacement à tout type d'inesthétisme, en offrant des solutions concrètes et personnalisées.



### ONDA DINAMICA® TOTAL FACE

#### IDÉALE POUR PEAU :

- DÉSHYDRATÉE
- DICHROMIE
- MATURE
- GRAISSE/IMPURE
- SENSIBLE
- VIEILLE
- DÉTENDUE/ATONE
- ACNÉ



### ANALYSEUR DE VISAGE

Pièce à main spécifique pour le visage qui détecte les altérations cutanées. Il met en évidence les paramètres que la simple analyse visuelle ne détecte pas et identifie les causes internes qui provoquent l'apparition ou l'aggravation d'inesthétismes, aidant ainsi à proposer la bonne solution.




## PIÈCE À MAIN DERMOABRASION

Équipé de 8 têtes de différentes tailles et capacités abrasives pour l'exfoliation mécanique de la peau et des chéloïdes. Il aspire et lisse doucement la peau et recueille les impuretés dans un flux remplaçable de temps en temps.




## PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA®

L'onda Dinamica® délivrée par la pièce à main régénérante permet l'application de 4 énergies en même temps et d'obtenir un effet trophique et vascularisant: elle active les métabolismes cutanés et stimule la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique avec un effet lifting, repulpant, de tonification et de raffermissement cutané.



## PIÈCE À MAIN DERMOPORATION

Une stimulation cutanée innovante qui combine 4 énergies: micro-courants de vehiculation, sonophorèse, infrarouges et photostimulation verte. L'utilisation de cette pièce à main permet la pénétration et la diffusion de produits cosmétiques et actifs dans la peau et la stimulation d'échanges osmotiques revitalisants. La peau se détend, se tonifie, s'élastifie et retrouve sa compacité et sa beauté naturelle.



## PIÈCE À MAIN DERMOREGENIA


Elle chauffe et lifte mécaniquement les rides et les plis cutanés tout en stimulant la régénération cellulaire et l'oxygénation, aidant à combler les sillons cutanés. Elle permet de stimuler la régénération cellulaire et la production de collagène notamment des points difficiles tels que les lèvres (rides péri-buccales) et les yeux (rides périoculaires). Elle permet le drainage, la mobilisation et le massage doux de la peau avec un effet plastique et remodelant.



## LIFTONIC ONDA DINAMICA®


IDÉALE POUR :

- RAFFERMIR LE VISAGE
- DIMINUER LES RIDES
- AGIR SUR LES IMPERFECTIONS



## PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA®

L'onda Dinamica® délivrée par la pièce à main régénérante permet l'application de 4 énergies en même temps et d'obtenir un effet trophique et vascularisant: elle active les métabolismes cutanés et stimule la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique avec un effet lifting, repulpant, de tonification et de raffermissement cutané.



## PIÈCE À MAIN DERMOPORATION


Une stimulation cutanée innovante qui combine 4 énergies: micro-courants de vehiculation, sonophorèse, infrarouges et photostimulation verte. L'utilisation de cette pièce à main permet la pénétration et la diffusion de produits cosmétiques et actifs dans la peau et la stimulation d'échanges osmotiques revitalisants. La peau se détend, se tonifie, s'élastifie et retrouve sa compacité et sa beauté naturelle.



## LIFTONIC PLUS ONDA DINAMICA®

IDÉALE POUR :

- ANALYSER LA PEAU DU VISAGE
- COMPACTER LA PEAU DU VISAGE
- AIDER À RÉDUIRE LES RIDES
- TRAITER LES IMPERFECTIONS



### ANALYSEUR DE VISAGE

*Pièce à main spécifique pour le visage qui détecte les altérations cutanées. Il met en évidence les paramètres que la simple analyse visuelle ne détecte pas et identifie les causes internes qui provoquent l'apparition ou l'aggravation d'inesthétismes, aidant ainsi à proposer la bonne solution.*



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA®

*L'onda Dinamica® délivrée par la pièce à main régénérante permet l'application de 4 énergies en même temps et d'obtenir un effet trophique et vascularisant: elle active les métabolismes cutanés et stimule la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique avec un effet lifting, repulpant, de tonification et de raffermissement cutané.*



### PIÈCE À MAIN DERMOPORATION

*Une stimulation cutanée innovante qui combine 4 énergies: micro-courants de vehiculation, sonophorèse, infrarouges et photostimulation verte. L'utilisation de cette pièce à main permet la pénétration et la diffusion de produits cosmétiques et actifs dans la peau et la stimulation d'échanges osmotiques revitalisants. La peau se détend, se tonifie, s'élastifie et retrouve sa compacité et sa beauté naturelle.*



## Équipement Corps Onda Dinamica®

**SELENIA ITALIA RÉINVENTE LE TRAITEMENT CORPO**

Les technologies Onda Dinamica® corps de Selenia Italia sont idéales pour les traitements avancés et visant à lutter contre les imperfections telles que la cellulite, les adiposités localisées et la laxité cutanée. Onda Dinamica® stimule le métabolisme cellulaire et améliore la microcirculation, offrant des résultats visibles et durables. Le design moderne et l'efficacité garantie par le Made in Italy font d'Onda Dinamica® une solution de pointe pour le remodelage corporel non invasif.



## ONDA DINAMICA® TOTAL BODY

IDÉALE POUR :

- RÉDUIRE LA CELLULITE ET LA FIBROSITÉ
- RÉDUIRE LE PANNICULE ADIPEUX
- ÉLASTISER ET TONIFIER LE DERME
- DÉCONSTRUIRE LA MASSE MUSCULAIRE PROFONDE
- STIMULER ET VASCULARISER
- RÉGÉNÉRER LES FIBROBLASTES



### ANALYSEUR DE CORPS (BODY TESTER)

Une bio-impédancemétrie multiple spéciale permet d'évaluer et de visualiser les problèmes esthétiques du client et d'imprimer un reçu indiquant les valeurs de 15 paramètres relatifs à la composition corporelle.



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA® ROUGE

Cette pièce à main utilise quatre énergies: diathermie basse fréquence, ultrasons moyenne fréquence, infrarouges et photostimulation rouge. Leur délivrance synergique permet à la fois de réduire et de défibroser les accumulations profondes, de détendre les muscles, d'activer la microcirculation et d'élastifier, tonifier et compacter les tissus.



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA® JAUNE

#### 1ÈRE ACTION ONDA DINAMICA® LUMIÈRE JAUNE

Quatre énergies synergiques - diathermie basse fréquence, ultrasons haute fréquence, infrarouges et photostimulation jaune - agissent pour réduire les accumulations localisées et tonifier les tissus. Elles remodelent, régénèrent et offrent une action anti-cellulite, anti-âge et raffermissante, idéale pour traiter ventre, seins, bras, cuisses et culotte de cheval.



### PIÈCE À MAIN DERMOPORATION


#### 2ÈME ACTION: DERMOPORATION LUMIÈRE VERTE

L'apport simultané d'énergies permet des traitements qui défibrosent, élastifient et réduisent l'inflammation de la peau, favorisant les processus de régénération et l'apport de substances actives de produits spécifiques.



### PIÈCE À MAIN ENDODERMIQUE

Pièce à main Vacuum pour la mobilisation du tissu conjonctif sous-cutané, équipée d'une tête spécifique pour agir aussi bien sur des zones étendues que concentrées.






## ONDA DINAMICA® BODY SHAPER

IDÉALE POUR :

- CELLULITE ET FIBROSE
- ATONIE
- RÉTENTION HYDRIQUE
- VASCULARISATION
- REMODELAGE



## ONDA DINAMICA® LIPOTONIC

IDÉALE POUR :

- MESSAGES RELAXANTS
- ACTIVATION DE LA CIRCULATION
- RAFFERMISSEMENT DE TISSUS
- REMODELAGE
- DOULEURS LOMBAIRES ET CERVICALES



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA® ROUGE

*Cette pièce à main utilise quatre énergies: diathermie basse fréquence, ultrasons moyenne fréquence, infrarouges et photostimulation rouge. Leur délivrance synergique permet à la fois de réduire et de défibroser les accumulations profondes, de détendre les muscles, d'activer la microcirculation et d'élastifier, tonifier et compacter les tissus.*



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA® JAUNE

#### **1ÈRE ACTION ONDA DINAMICA® LUMIÈRE JAUNE**

*Quatre énergies synergiques – diathermie basse fréquence, ultrasons haute fréquence, infrarouges et photostimulation jaune – agissent pour réduire les accumulations localisées et tonifier les tissus. Elles remodelent, régèrent et offrent une action anti-cellulite, anti-âge et raffermissante, idéale pour traiter ventre, seins, bras, cuisses et culotte de cheval.*



### PIÈCE À MAIN DERMOPORATION

#### **2ÈME ACTION: DERMOPORATION LUMIÈRE VERTE**

*L'apport simultané d'énergies permet des traitements qui défibrosent, élastifient et réduisent l'inflammation de la peau, favorisant les processus de régénération et l'apport de substances actives de produits spécifiques.*



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA® ROUGE

*Cette pièce à main utilise quatre énergies: diathermie basse fréquence, ultrasons moyenne fréquence, infrarouges et photostimulation rouge. Leur délivrance synergique permet à la fois de réduire et de défibroser les accumulations profondes, de détendre les muscles, d'activer la microcirculation et d'élastifier, tonifier et compacter les tissus.*





## CELLUTONIC ONDA DINAMICA®

IDÉALE POUR LUTTER :

- CELLULITE
- ACCUMULATIONS LOCALISÉES
- PEAU D'ORANGE



### PIÈCE À MAIN ONDA DINAMICA® JAUNE

*1ÈRE ACTION ONDA DINAMICA® LUMIÈRE JAUNE*  
Quatre énergies synergiques - diathermie basse fréquence, ultrasons haute fréquence, infrarouges et photostimulation jaune - agissent pour réduire les accumulations localisées et tonifier les tissus. Elles remodelent, régénèrent et offrent une action anti-cellulite, anti-âge et raffermissante, idéale pour traiter ventre, seins, bras, cuisses et culotte de cheval.



### PIÈCE À MAIN DERMOPORATION

*2ÈME ACTION: DERMOPORATION LUMIÈRE VERTE*  
L'apport simultané d'énergies permet des traitements qui défibrosent, élastifient et réduisent l'inflammation de la peau, favorisant les processus de régénération et l'apport de substances actives de produits spécifiques.



# Technologies Visage et Corps Onda Dinamica®

## LES TECHNOLOGIES DE SELENIA ITALIA

Les technologies visage et corps de Selenia Italia allient des études scientifiques à des solutions d'avant-garde, représentant ainsi une combinaison parfaite entre science et beauté. La particularité de ces machines réside dans leur impact positif extraordinaire sur les traitements qui non seulement répondent aux normes les plus élevées, mais les dépassent.



## FACE&BODY ONDA DINAMICA®

TECHNOLOGIE VISAGE & CORPS  
IDÉALE POUR CONTRER :

- RELAXATION CUTANÉE
- VIEILLISSEMENT DE LA PEAU
- CELLULITE & ATONIE
- PEAU D'ORANGE

### POUR LE VISAGE, LE COU ET LE DÉCOLLETÉ :

Contre le relâchement cutané et le vieillissement cutané : tonifie, revitalise et remodèle les tissus, atténuant durablement les rides, le manque de tonicité et les imperfections.



### PIÈCE À MAIN VISAGE ONDA DINAMICA®

L'onda Dinamica® délivrée par la pièce à main régénérante permet l'application de 4 énergies en même temps et d'obtenir un effet trophique et vascularisant: elle active les métabolismes cutanés et stimule la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique avec un effet lifting, repulpant, de tonification et de raffermissement cutané.

**POUR LE CORPS :** Contre la cellulite, le manque de tonicité et la peau d'orange : spécifique pour raffermir.



### PIÈCE À MAIN CORP ONDA DINAMICA® JAUNE

Il combine 4 énergies capables de réduire, remodeler et tonifier à la fois. Il réduit, élastifie, tonifie et a une action anti-cellulite, anti-âge et régénératrice marquée. Indiqué pour les soins amincissants du ventre, des seins, de l'intérieur des cuisses et de la culotte de cheval.





## LIFT&SHAPE ONDA DINAMICA®

TECHNOLOGIE VISAGE-CORPS  
QUI AGIT SUR :

- VIEILLISSEMENT CUTANÉ
- ATONIA & RIDES
- RÉTENTION HYDRIQUE
- SACS & CERNES
- CELLULITE
- FIBROSE
- RÉTENTION HYDRIQUE

### PIÈCE À MAIN VISAGE ONDA DINAMICA®

*L'onda Dinamica® délivrée par la pièce à main régénérante permet l'application de 4 énergies en même temps et d'obtenir un effet trophique et vascularisant: elle active les métabolismes cutanés et stimule la production endogène de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique avec un effet lifting, repulpant, de tonification et de raffermissement cutané.*

### PIÈCE À MAIN CORPS ONDA DINAMICA® ROUGE

*Cette pièce à main utilise quatre énergies: diathermie basse fréquence, ultrasons moyenne fréquence, infrarouges et photostimulation rouge. Leur délivrance synergique permet à la fois de réduire et de défibroser les accumulations profondes, de détendre les muscles, d'activer la microcirculation et d'élastifier, tonifier et compacter les tissus.*



## Technologies du corps

### LES TECHNOLOGIES DE SELENIA ITALIA

Les technologies de Selenia Italia combinent la recherche scientifique et les techniques avancées pour améliorer la santé et l'apparence du corps. Qu'il s'agisse de traitements spécifiques pour des zones localisées ou de solutions pour le corps entier, les appareils Selenia garantissent des résultats optimaux grâce à une synergie de précision technologique et de soin esthétique.



## X-PRESS

IDÉALE POUR :

- DRAINER
- REMODELER LES MEMBRES INFÉRIEURS ET L'ABDOMEN



## X-TONE

IDÉALE POUR :

- REMODELER LES FORMES
- RÉDUIRE LA CELLULITE
- AUGMENTER LA TONICITÉ
- RASSODER LES TISSUS

### DRAINAGE ET REMODELAGE EFFICACES

X-Press est la pressothérapie à 8 sorties idéale pour lutter contre les problèmes de rétention d'eau corporelle et les imperfections de la cellulite. Il est indiqué pour les traitements de drainage et de réactivation de la microcirculation ainsi que pour les soins anti-cellulite et remodelants.

Il reproduit la caresse et les effets d'un massage drainant manuel efficace sans la présence constante de l'opérateur et permet d'effectuer des soins de beauté professionnels même combinés avec des cosmétiques et des bandages spécifiques de manière pratique et rapide : un grand avantage pour toutes les esthéticiennes !



### TRAITEMENTS CORPORELS COMPLETS ET LOCALISÉS

Dimagrelle X-Tone convient à tous les types de corps et s'utilise efficacement sur tout le corps et sur les parties localisées les plus critiques telles que les bras, l'abdomen, les cuisses et les fesses.

### RÉSULTATS RAPIDES ET EFFICACES

Idéal pour ceux qui veulent des résultats rapides et persistants car il réactive les métabolismes cutanés, réduit la cellulite et tonifie les muscles détendus.

### FONCTIONNE SANS OPÉRATEUR

Il permet d'effectuer des traitements de modélisation sans la présence constante de l'opérateur et permet donc d'avoir un gain plus élevé.

### RENTABLE

Avec un faible coût pour l'esthéticienne en termes de produits, de consommation et de personnel, Dimagrelle X-Tone permet de proposer des traitements et des programmes efficaces et complets à haute rentabilité.



## LASER EPIL PLUS 808/1064

UNIQUE PARCE QUE :

- IL A DES TEMPS DE SEANCE RÉDUITS DE MOITIÉ
- APPORTE DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS ET DURABLES
- IL EST UTILISABLE SUR TOUS LES PHOTOTYPES
- IL A DES COÛTS DE GESTION MINIMAUX
- TECHNOLOGIE MADE IN ITALY
- IL PEUT ÊTRE VENDU TOUTE L'ANNÉE

## Technologies Épilation

L'épilation est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, offrant différentes solutions pour se débarrasser des poils indésirables. C'est pour cette raison que Selenia Italia a créé différents types de technologies d'épilation qui ont révolutionné le secteur de la beauté.



### PIÈCE À MAIN DOUBLE LONGUEUR D'ONDE

*Pièce à main ergonomique capable de distribuer 2 longueurs d'onde permettent d'obtenir d'excellents résultats même pour les cheveux les plus difficiles à traiter.*





## SINEPIL


### ÉPILATION PARFAITE :

- CIRCONSCRITE AU BULBE
- EFFICACE ET SÛRE
- IDÉALE POUR LES POILS BLANCS
- IDÉALE POUR TOUTES LES ZONES DU VISAGE ET DU CORPS
- IL N'ENDOMMAGE PAS LA PEAU
- IL NE PROVOQUE PAS DE DOULEUR
- IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ SUR LES TATOUAGES



### AIGUILLES PROFESSIONNELLES POUR L'ÉPILATION

*Aiguilles jetables en acier isolées, idéales pour les traitements par courant, flash, radiofréquence et haute fréquence pour toutes les zones du visage et du corps, en particulier sur les cheveux difficiles. Convient pour une épilation précise, sûre et efficace.*



# Technologies Analyses

## LA SANTÉ COMMENCE PAR UNE PEAU SAINÉ

Selenia Italia respecte la nature et la beauté naturelle de la peau : c'est pourquoi elle a conçu les analyseurs du visage et du corps pour mettre en évidence les besoins esthétiques du client et trouver des solutions efficaces à partir de la cause et non du symptôme.

Ce processus constitue une base essentielle pour la création de traitements personnalisés, permettant l'adoption d'approches ciblées et l'utilisation de produits adaptés. De plus, l'analyse cutanée Selenia Italia aide à prévenir les complications potentielles, à favoriser une peau saine et à obtenir des résultats esthétiques optimaux.



## SKIN TESTER

UNIQUE PARCE QUE :

- ANALYSE EN DÉTAIL LE PROFIL CUTANÉ
- PERMET DE FAIRE DES PROPOSITIONS DE TRAITEMENT PLUS CIBLÉES ET PRÉCISES



## BODY TESTER

UNIQUE POURQUOI :

- ANALYSER DE MANIÈRE DÉTAILLÉE LE PROFIL CUTANÉ
- PERMET DE FAIRE DES PROPOSITIONS DE TRAITEMENT PLUS CIBLÉES ET PRÉCISES



## ANALYSEUR DE VISAGE

*Pièce à main qui identifie les altérations cutanées, et permet de déterminer le type de traitement et le nombre de séances à effectuer, et de vérifier les résultats à la fin du traitement.*



## ANALYSEUR DE CORP

*Deux pièces à main spéciales à appliquer sur l'avant-bras et la jambe permettent d'effectuer un test d'impédancemètre et la détection des imperfections cutanées.*

